

CAM360 AmnioGraft™

환자 가이드

CAM360 AG 의 사용
콜라겐 쉴드(CS)



최대 **72시간**

임상
적용



안구건조증



신경영양성 각막염
각막 민감도 감소

케어 지침

- 치료하는 동안 눈을 만지기 전에 손을 씻으십시오.
- **방부제가 들어 있지 않은 인공 눈물을 하루에 최소 3회 점안하십시오.**
- 치료받는 눈은 48시간에서 72시간 동안 테이프를 붙이고 있어야 합니다.
- 테이프를 제거하려면 눈을 감고 테이프를 부드럽게 벗겨야 합니다.
- 테이프를 제거한 후에는 방부제가 들어 있지 않은 인공 눈물을 하루 3회 계속 사용하십시오.
- 테이프 제거 후 CS나 조직이 빠지거나 미끄러져도 걱정할 필요가 없습니다. 다음 번 진료시 의료진에게 알려십시오.
- 치료 중 눈을 비비지 **마십시오.**
- 치료 중 눈에 직접적인 물 노출을 **피하십시오.**
- 에어로졸, 헤어스프레이, 화장품, 로션 등에 안구 노출을 **피하십시오.**

알레르기
및 경고

- 콜라겐 또는 소 제품에 알레르기가 있는 경우 의료진에게 알려야 합니다.
CS 치료를 받지마십시오. 잠재적인 알레르기 반응 증상으로는 발적, 찢어짐, 가려움증 또는 부기 등이 있습니다.
- CS 삽입 후 일시적인 따끔거림이 있을 수 있으며, 이는 곧 사라집니다. 그렇지 않은 경우 의료진에게 알려십시오.